

microbio

Equipo de medición microbiológica del aire

La norma UNE 100012 establece como método de evaluación y valoración de las instalaciones la cuantificación de las UFC (Unidades Formadoras de Colonias) presentes en el sistema. La comparación con la norma, marcará las necesidades de desinfección.



CONTENIDO DEL MALETÍN
Maleta de transporte.
1 x Software PC Reporter.
4 x Baterías recargables.
1 x Cargador de baterías.
1 x Cabezal microperforado.
Instrucciones de uso y software.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	4 x baterías AA NiMH
Caudal	100 l/min
Volumen muestra	10 a 2000 litros en diversos pasos
Capacidad volumen de muestra	60.000 litros antes de la recarga
d50 Tamaño de partícula	7 µm (220 x 1mm hole head) 1.35 µm (400 x 0.7mm hole head)
Velocidad media de las partículas	9.62 ms-1 (220 x 1mm hole head) 10.7 ms-1 (400 x 0.7mm hole head)
Otras características	- Apagado automático - Arranque retardado hasta 60 min - Pantalla LED de 4 dígitos de 7" - Función de cancelación de muestras
Nivel sonoro	< 75dB
Dimensiones [L x A x Al]	196 x 100 x 110 mm 7.7 x 4 x 4 inch
Peso:	650 g (incluyendo la batería y el petri plato)